



Zubehör/ Überwachungsgeräte

Thal, Stand 07.12.2025

001 Bodenüberwachungs- **2001MA-BO.C** 0 Fr. 580.00
Kontaktmatte

Gelb 1100mm x 700mm
CARE 1100x700MM/ mit neuem
Design Oval Care-Gelb inkl.
Öffnung auf Unterseite für
Drahtlosrufauslösesender
Inkl. 3 integrierten Haltegriffen




Bodenüberwachungs- **2001MA-BO.A** 0 Fr. 650.00
Kontaktmatte

Gelb 1100mm x 700mm
CARE 1100x700MM/ mit neuem
Design Rechteckig Care-Gelb inkl.
Öffnung auf Unterseite für
Drahtlosrufauslösesender
Inkl. 3 integrierten Haltegriffen



Print zu Mob. Rufaus- **R/5109-102777** 0 Fr. 157.00
Löser für Einbau in

Patientenüberwachungsgeräte
Ohne Lokalisierungsmöglichkeit
Geeignet für Gets Wireless
Drahtlosruf- Personen-Weglaufschutzsystem



Print zu Mob. Rufaus- **R/5109.LOC-104783** 0 Fr. 157.00
Löser für Einbau

Patientenüberwachungsgeräte
Mit Lokalisierungsmöglichkeit
Geeignet für Gets Wireless
Drahtlosruf- Personen-Weglaufschutzsystem








Mob. Drahtlosruf- **E/4001RAD-3.F** 0 Fr. 260.00
Empfänger SET



Mob. Drahtlosruf- **E/4001RAD-3L.F** 0 Fr. 120.00
Empfänger SET




002	Positionssensor Optiscan 1600DAZA 1109 Stand Alone	0	Fr. 700.00	
	Print zu Mob. Rufaus-Löser für Einbau in Patientenüberwachungsgeräte Ohne Lokalisierungsmöglichkeit Geeignet für Gets Wireless Drahtlosruf- Personen-Weglaufschutzsystem	0	Fr. 157.00	
	Print zu Mob. Rufaus-Löser für Einbau in Patientenüberwachungsgeräte Mit Lokalisierungsmöglichkeit Geeignet für Gets Wireless Drahtlosruf- Personen-Weglaufschutzsystem	0	Fr. 157.00	
	Mob. Drahtlosruf-Empfänger SET	0	Fr. 260.00	
	Mob. Drahtlosruf-Empfänger SET	0	Fr. 120.00	

003 Acti-Sens Bewegungs- **ACTI-SENS** 0 ab Fr. 520.00

sensor
Kabelloser Bewegungssensor via Funk Gehäuse Weiss,
mit Magnet und Ein- und Aus-Schalter
**Der Bewegungssensor ist ein intelligenter und
batteriebetriebener Funk-Bewegungsmelder
für den Innenbereich. Wird der Sensorbereich
durch eine Person betreten, wird das Signal
kabellos an die Rufanlage übermittelt.
Das handliche Gehäuse bietet einen vielseitigen
Einsatz. Zum Beispiel kann der Bewegungsmelder
auf den Fussboden platziert oder magnetisch am
Bett- oder Türrahmen fixiert werden.**



Print zu Mob. Rufaus- **R/5109-102777** 0 Fr. 157.00
Löser für Einbau in
Patientenüberwachungsgeräte
Ohne Lokalisierungsmöglichkeit
Geeignet für Gets Wireless
Drahtlosruf- Personen-Weglaufschutzsystem



Print zu Mob. Rufaus- **R/5109.LOC-104783** 0 Fr. 157.00
Löser für Einbau
Patientenüberwachungsgeräte
Mit Lokalisierungsmöglichkeit
Geeignet für Gets Wireless
Drahtlosruf- Personen-Weglaufschutzsystem



Mob. Drahtlosruf- **E/4001RAD-3.F** 0 Fr. 260.00
Empfänger SET



Mob. Drahtlosruf- **E/4001RAD-3L.F** 0 Fr. 120.00
Empfänger SET



004 Bucinator Paulus **2001-BUCINATOR-PAULUS** 0 Fr. 550.00

Beschreibung:
Das Monitoring-System Bucinator Paulus wird einfach seitlich unter die Matratze gelegt. Begibt sich die betreffende Person nun seitlich über den Bettrand wird durch das Gewicht ein Alarm über die Rufanlage oder den Funkempfänger ausgelöst. Wird das System nicht benötigt, kann es direkt am Bett REV: 05.18 Das Monitoring-System Bucinator Paulus wird einfach Seitlich unter die Matratze gelegt.



Print zu Mob. Rufaus- **R/5109-102777** 0 Fr. 157.00
Löser für Einbau in
Patientenüberwachungsgeräte
Ohne Lokalisierungsmöglichkeit
Geeignet für Gets Wireless
Drahtlosruf- Personen-Weglaufschutzsystem



Print zu Mob. Rufaus- **R/5109.LOC-104783** 0 Fr. 157.00
Löser für Einbau
Patientenüberwachungsgeräte
Mit Lokalisierungsmöglichkeit
Geeignet für Gets Wireless
Drahtlosruf- Personen-Weglaufschutzsystem



Mob. Drahtlosruf- **E/4001RAD-3.F** 0 Fr. 260.00
Empfänger SET



Mob. Drahtlosruf- **E/4001RAD-3L.F** 0 Fr. 120.00
Empfänger SET



005	<p>Actilog Basic ALP10026</p> <p>Matratzenunterlage - Kabelloses Betttextit- und Überwachungssystem - Art.Nr.:ALP1002</p>	0	Fr. 620.00	
	<p>Print zu Mob. Rufaus- R/5109-102777</p> <p>Löser für Einbau in Patientenüberwachungsgeräte Ohne Lokalisierungsmöglichkeit Geeignet für Gets Wireless Drahtlosruf- Personen-Weglaufschutzsystem</p>	0	Fr. 157.00	
	<p>Print zu Mob. Rufaus- R/5109.LOC-104783</p> <p>Löser für Einbau Patientenüberwachungsgeräte Mit Lokalisierungsmöglichkeit Geeignet für Gets Wireless Drahtlosruf- Personen-Weglaufschutzsystem</p>	0	Fr. 157.00	
	<p>Mob. Drahtlosruf- E/4001RAD-3.F</p> <p>Empfänger SET</p>	0	Fr. 260.00	
	<p>Mob. Drahtlosruf- E/4001RAD-3L.F</p> <p>Empfänger SET</p>	0	Fr. 120.00	

006	<p>Actilog Plus ALP10025 Matratzenunterlage - Kabelloses Bettexit- und Überwachungssystem -mit Handgerät für einstellbarer Rufverzögerung und – Art.Nr.:ALP1002</p>	0	Fr. 780.00	
	<p>Print zu Mob. Rufaus- R/5109-102777 Löser für Einbau in Patientenüberwachungsgeräte Ohne Lokalisierungsmöglichkeit Geeignet für Gets Wireless Drahtlosruf- Personen-Weglaufschutzsystem</p>	0	Fr. 157.00	
	<p>Print zu Mob. Rufaus- R/5109.LOC-104783 Löser für Einbau Patientenüberwachungsgeräte Mit Lokalisierungsmöglichkeit Geeignet für Gets Wireless Drahtlosruf- Personen-Weglaufschutzsystem</p>	0	Fr. 157.00	
	<p>Mob. Drahtlosruf- E/4001RAD-3.F Empfänger SET</p>	0	Fr. 260.00	
	<p>Mob. Drahtlosruf- E/4001RAD-3L.F Empfänger SET</p>	0	Fr. 120.00	

007 Türklakensende-
melder
Inkl. integrierten Rufsender E/1600MI2-PRINT
für Rufübermittlung auf Mob. Funkempfänger
E/4001RAD-3.F/ E/4001RAD-3

1600TK


0 ab Fr. 590.00



Fixer Rufauslöser
Mit Ruf und Quittiertaste
inkl. Abreissbarer Steckbuchse
Die Funkeinheit für Türen hat die Größe einer
Gets Vorderfrontplatte.

R/5103-102310

0 Fr. 233.00



Mob. Drahtlosruf-
Empfänger SET

E/4001RAD-3.F

0 Fr. 260.00



Mob. Drahtlosruf-
Empfänger SET

E/4001RAD-3L.F

0 Fr. 120.00



008 **Grossruftaster** **ACTI-GRT-V20-1002** 0 Fr. 420.00

Der Grossruftaster ist ein flexibler Rufauslöser, welcher sich durch seine Form und Beschaffenheit im Innenbereich, Aussenbereich sowie Nassbereich ideal einsetzen lässt. Beim Betätigen des Tasters wird nicht nur der Alarm an die Rufanlage gesendet, sondern auch eine akustische Rückmeldung ausgelöst, sodass die rufende Person über die erfolgreiche Übermittlung des Alarms informiert wird



Print zu Mob. Rufaus- **R/5109-102777** 0 Fr. 157.00
 Löser für Einbau in
 Patientenüberwachungsgeräte
 Ohne Lokalisierungsmöglichkeit
 Geeignet für Gets Wireless
 Drahtlosruf- Personen-Weglaufschutzsystem



Print zu Mob. Rufaus- **R/5109.LOC-104783** 0 Fr. 157.00
 Löser für Einbau
 Patientenüberwachungsgeräte
 Mit Lokalisierungsmöglichkeit
 Geeignet für Gets Wireless
 Drahtlosruf- Personen-Weglaufschutzsystem



Mob. Drahtlosruf- **E/4001RAD-3.F** 0 Fr. 260.00
 Empfänger SET



Mob. Drahtlosruf- **E/4001RAD-3L.F** 0 Fr. 120.00
 Empfänger SET



009 **Türöffnungsmelder mit** **R/5111-102284** 0 Fr. 233.00
Magnet



010	Geräuschpegelmelder R/4010T-5109 Alarmauslösung durch Geräusch, hervorgebracht von einem Kind oder einem Erwachsenen. Stromversorgung 230V/24V inklusiv.	0	Fr. 550.00	
	Print zu Mob. Rufaus- R/5109-102777 Löser für Einbau in Patientenüberwachungsgeräte Ohne Lokalisierungsmöglichkeit Geeignet für Gets Wireless Drahtlosruf- Personen-Weglaufschutzsystem	0	Fr. 157.00	
	Print zu Mob. Rufaus- R/5109.LOC-104783 Löser für Einbau Patientenüberwachungsgeräte Mit Lokalisierungsmöglichkeit Geeignet für Gets Wireless Drahtlosruf- Personen-Weglaufschutzsystem	0	Fr. 157.00	
	Mob. Drahtlosruf- E/4001RAD-3.F Empfänger SET	0	Fr. 260.00	
	Mob. Drahtlosruf- E/4001RAD-3L.F Empfänger SET	0	Fr. 120.00	

00 Systemzubehör/ Überwachungsgeräte:

Fr.